

Empareje el reloj con la aplicación Masimo SafetyNet para consultar tendencias en vivo, ponerse en contacto con los pacientes y transferir sus datos a un portal web seguro.





# Saturación de oxígeno (SpO2)

Estimación de la cantidad relativa de oxígeno disponible en la sangre que fluye hacia los tejidos en función de la relación de la cantidad de luz absorbida por la hemoglobina oxigenada y desoxigenada por diferentes longitudes de onda de luz.



#### Frecuencia cardiaca (HR)

Estimación del número de latidos cardíacos por minuto (BPM, Beats Per Minute) en función de las señales eléctricas detectadas en la forma de onda del electrocardiograma (ECG).



# Frecuencia del pulso (PR)

Estimación de la cantidad de veces que el corazón impulsa sangre a través del cuerpo por minuto en función de los cambios de absorción de luz pulsátil utilizados para la determinación de la SpO2.



## Pletismografía de la frecuencia respiratoria (RRp®)

Estimación de la cantidad de veces que los pulmones se expanden y contraen por minuto en función de las variaciones cíclicas en el fotopletismograma (PPG, photoplethysmogram).



### Fibrilación auricular (AFib)

Clasificación de latidos del corazón irregulares en la forma de onda del ECG en función de la detección de señales eléctricas en las dos cámaras superiores de las aurículas que se activan rápidamente al mismo tiempo.



# Índice de perfusión (Pi)

Un cálculo de la fuerza relativa de la señal pulsátil utilizada para la SpO2 y la frecuencia del pulso; el Pi aumenta con una mejor circulación sanguínea. Es posible que los valores de SpO2 sean más confiables cuando el valor del Pi es mayor.



## Índice de variabilidad pletismográfica (PVi®)

Cálculo de los cambios dinámicos en el índice de perfusión (Pi, Perfusion Index) durante un intervalo de tiempo en el que se han producido uno o más ciclos respiratorios completos.



# Variabilidad de la frecuencia del pulso (PRV)

Cálculo de la variación de la cantidad de tiempo entre pulsos monitoreados durante la estimación de la frecuencia del pulso.




### Variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)

Cálculo de la variación de la cantidad de tiempo que transcurre entre los latidos del corazón monitoreados durante la estimación de la HR del ECG.

Amplíe y aumente la telemonitorización para dar soporte a los hospitales en todos los casos de uso:


- Cuidado crónico
- Transición del cuidado del hospital al hogar
- Tratamiento urgente en el hogar



# Gestione sin problemas el cuidado y la recuperación de los pacientes

# **Monitoree a los pacientes** día y noche

# Con datos en los que pueda confiar El flujo de datos continuos reales El acceso a los datos de los pacientes proporciona información completa ayuda a los médicos a mantenerse



# Lleve un seguimiento del progreso

Manténgase conectado con pacientes pre y posquirúrgicos que requieran manejo del cuidado intensivo a corto plazo, así como con pacientes de cuidado crónico que puedan necesitar manejo del cuidado a largo plazo, mientras dure la afección.

# Integración con Masimo SafetyNet



Consulte datos
 y tendencias en directo
 con la aplicación
 Masimo SafetyNet



✓ Ayude a los pacientes a mantenerse al día con CarePrograms™ personalizables



✓ Analice los datos de los pacientes, las notificaciones de alerta y las respuestas de CareProgram en el Portal para médicos



Disponible para dispositivosAndroid e iOS





# De los innovadores de la oximetría de pulso Masimo SET<sup>®</sup> de confianza

Inspirado en la misma tecnología que revolucionó la oximetría de pulso hace más de 30 años, pero miniaturizada para registrar datos médicos desde la muñeca.

# **Masimo SET®**

- Se utiliza para monitorear a más de 200 millones de pacientes cada año¹
- Se demostró en más de 100 estudios que supera a otras tecnologías de oximetría de pulso<sup>2</sup>

# ¿Qué incluye?

# Especificaciones físicas de Masimo W1

IP24...Protección contra el ingreso de objetos de más de 12 milímetros, agua rociada y salpicaduras desde cualquier dirección.

Comunicación . . . . . Bluetooth de bajo consumo para emparejar la aplicación para teléfonos inteligentes Masimo SafetyNet

Corning Gorilla Glass 3

 Peso
 .34 g (sin pulsera)

 54 g (con pulsera)

### Especificaciones de medición

Especimental de medicion
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Electrocardiografía (ECG)  Una derivación en forma de onda de 30 segundos  Rango de amplitud

#### Frecuencia cardíaca baja (cuando la HR es <50 bpm) Detección de fibrilación auricular (AFIB)

Clasificación de ECG

 Frecuencia cardíaca (HR) del ECG

 Rango de visualización
 De 25 a 240 bpm

 Precisión en adultos
 ±5 bpm A<sub>RMS\*</sub> o 10 %, lo que sea mayor

Frecuencia cardíaca elevada (cuando la HR es >100 bpm)

## Variabilidad de la frecuencia del pulso (PRV)

Rango de visualización ...... De 0 a 150 ms

#### Variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) de ECG

#### Índice de Variabilidad Pletismográfica (PVi)

Rango de visualización ......0 a 100

## Índice de perfusión (Pi)

\* La precisión A<sub>RMS</sub> es un cálculo estadístico de la diferencia que existe entre las mediciones realizadas con el dispositivo y las mediciones de referencia. Aproximadamente dos terceras partes de las mediciones realizadas con el dispositivo se ubicaron dentro de +/- el valor de ARMS de las mediciones de referencia en un estudio controlado

# Más información:



Fabricante: Masimo Corporation 52 Discovery Irvine, CA 92618, EE. UU.

Tel.: 1-949-297-7000 Fax: 1-949-297-7001

<sup>1</sup> Estimación: Datos de Masimo archivados. <sup>2</sup> Podrá encontrar estudios clínicos publicados sobre la oximetría de pulso y los beneficios de Masimo SET\* en nuestro sitio web http://www.masimo.com. Los estudios comparativos incluyen estudios objetivos e independientes que se componen de resúmenes presentados en reuniones científicas y artículos de revistas sometidos a revisión externa.

\*\* Esto representa el tiempo de ejecución aproximado con la pantalla en uso: 0 %, conexión Bluetooth activada, medición activa, SpO2 y frecuencia cardíaca (signos vitales continuos activados), frecuencia cardíaca (10 mediciones puntuales), con una batería completamente cargada.

