

# Sensores Trauma

Incluye pulsioximetría con medición en condiciones de movimiento y baja perfusión  
Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™



Los sensores Trauma configuran automáticamente los dispositivos Masimo SET® y rainbow SET™ en los valores máximos de tiempo de promediación y sensibilidad

## Opciones de sensores Trauma



- > El diseño VelAid™ SofTouch permite colocar y volver a posicionar el sensor fácil y rápidamente
- > La banda de colocación de tipo gancho y lazo ayuda a mantener fijo el sensor, incluso cuando el sitio está húmedo



RD SET™ TRAUMA



LNCS® TRAUMA



M-LNCS™ TRAUMA

## Especificaciones

### PRECISIÓN (ARMS)<sup>1</sup>

Rango de precisión de la saturación de oxígeno (SpO <sub>2</sub> %)	.70%–100%
Sin movimiento (adultos)	2%
Con movimiento (adultos)	3%
Baja perfusión (adultos)	2%
Rango de precisión de la frecuencia cardíaca (bpm)	.25–240 bpm
Sin movimiento (adultos)	3 bpm
Con movimiento (adultos)	5 bpm
Baja perfusión (adultos)	3 bpm

### INFORMACIÓN

Uso en un solo paciente / No estéril / Se envasan 20 por caja / No contiene látex de caucho natural

### RANGO DE PESO

RD SET Trauma	>30 kg, colocación en el dedo
LNCS Trauma	>30 kg, colocación en el dedo
M-LNCS Trauma	>30 kg, colocación en el dedo

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

RD SET Trauma	4011
LNCS Trauma	2411
M-LNCS Trauma	2521

<sup>1</sup> La precisión calculada por el método de raíz media cuadrada (ARMS) es un cálculo estadístico de la diferencia que existe entre las mediciones realizadas con el dispositivo y las mediciones de referencia. Aproximadamente dos terceras partes de las mediciones realizadas con el dispositivo cayeron dentro de  $\pm$  el valor de la ARMS de las mediciones de referencia en un estudio controlado.

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

