

Replica™

Atención al paciente en la palma de su mano




Replica es una aplicación móvil que ofrece monitorización remota y notificaciones complementarias al personal sanitario para permitir a los médicos visualizar los datos de monitorización de varios pacientes, así como ver y responder a alarmas y alertas, desde un smartphone, estén donde estén.

- > Muestra información en casi tiempo real, incluidas formas de onda de alta fidelidad, de los dispositivos Masimo y de terceros conectados, lo que ayuda a los médicos a controlar de una forma más eficiente a varios pacientes a través de la monitorización remota complementaria
- > Se envían notificaciones de alarma bidireccionales procesables de dispositivos Masimo y de terceros a los dispositivos móviles activos de los médicos en servicio y disponibles, con un escalamiento inteligente que:
 - Permite a los médicos aceptar o reenviar alarmas, lo que mejora la colaboración entre el personal sanitario
 - Proporciona escalamiento automático para garantizar una respuesta rápida

Gestión inteligente de los datos de los pacientes

Con la creciente proporción actual de un alto número de pacientes por médico, poder visualizar el estado de varios pacientes en un dispositivo móvil de manera continua ayuda a los médicos a controlar a los pacientes de una forma más eficiente

Revise el estado de todos los pacientes de la unidad o un subconjunto más pequeño de pacientes asignados de un vistazo



Alarmas codificadas por color que permiten a los médicos priorizar la atención con rapidez, lo que mejora los flujos de trabajo




Hasta 96 horas de datos del análisis de tendencias que permiten a los médicos revisar los cambios en el estado del paciente a lo largo del tiempo


Administración de alarmas inteligente

Alarmas de paciente procesables que se envían directamente a los médicos con un escalamiento automático, lo que permite a los médicos responder ante acontecimientos críticos con mayor rapidez y eficiencia

Flechas que permiten identificar con rapidez el nivel de escalamiento, lo que ayuda a los médicos a priorizar la respuesta a los pacientes que requieran una atención más inmediata



Los médicos pueden aceptar o reenviar una notificación con rapidez, lo que permite un escalamiento inmediato al siguiente médico disponible y ayuda a coordinar una respuesta rápida



Línea de tiempo detallada con alarmas, eventos e intervenciones que puede ayudar a los médicos a examinar el progreso o la regresión en el estado de un paciente antes de llegar a la cabecera, lo que implica más tiempo para preparar un plan clínico

Especificaciones

REQUISITOS DE SOFTWARE

El uso de Replica requiere la serie Patient SafetyNet™* v5.5.X.X o superior
 Android OS Versión 5.0 (Lollipop) o superior

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

Software Replica NP 9863

* La marca comercial PATIENT SAFETYNET se utiliza bajo licencia de University Health System Consortium

Replica no cuenta con licencia para su venta en Canadá.

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
 Tel: 1 877 4 Masimo
 info-america@masimo.com

Masimo International
 Tel: +41 32 720 1111
 info-international@masimo.com

