

Root[®] Comprobación de signos vitales

Flujos de trabajo automatizados para la recopilación y la creación de registros de datos de signos vitales




Permiten a los clínicos optimizar los flujos de trabajo de signos vitales y la gestión de los datos de los pacientes mediante:



Una asociación positiva entre pacientes y clínicos en la cabecera



Mediciones de signos vitales integradas y marcadores de alerta temprana



Un único dispositivo para una recopilación de datos integrada y manual



Creación de registros electrónicos automatizada en sistemas de EMR

Automatización de la asociación del paciente




Asocie rápidamente a los clínicos con sesiones de verificación inmediata y los pacientes que tengan sus datos en Root utilizando una lista desplegable o escaneando un código de barras vinculado al sistema HL7 de ingreso, alta y transferencia (ADT) del hospital para conseguir una asociación de pacientes positiva

Centralización de la recopilación de datos


Root funciona como una central para la medición y la documentación de los signos vitales y proporciona a los clínicos un resumen completo del estado del paciente en una sola pantalla

Mediciones integradas




Mida la SpO₂, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la hemoglobina y la presión arterial no invasivas, la temperatura (de forma oral o sin contacto) y otras mediciones actualizables de Pulsí CO-Oximetría

Introducción manual de datos adicionales



Introduzca de forma manual hasta 30 mediciones adicionales para su documentación y validación, configuradas para adaptarse a los protocolos y necesidades de cada área de cuidados

Marcador de alerta temprana configurable



Calcule el marcador de alerta temprana usando hasta 14 factores configurables medidos por Root o introducidos de forma manual según dicte el protocolo del hospital

Creación inmediata de registros electrónicos en la cabecera



Envíe datos completos y exhaustivos de verificaciones inmediatas al sistema de EMR pulsando un botón en Root, o Root lo hará de forma automática cuando se restablezca la conexión a la red, lo que le ahorrará tiempo y minimizará la necesidad de documentación manual



Root almacena de forma local hasta 1000 sesiones de verificación inmediata con identificadores de pacientes únicos, lo que permite a los clínicos detectar tendencias y comprobar el progreso con el paso del tiempo en la cabecera y ayuda a identificar patrones de deterioro



Se ha validado la integración de Root con Cerner CareAware® VitalsLink®

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

