

UniView™

Affichage intelligent pour l'agrégation des données de nouvelle génération et la visualisation des alarmes




- > UniView regroupe les données et les alarmes provenant des appareils Masimo et appareils tiers (tels que les moniteurs, les ventilateurs, les appareils d'anesthésie, les pousse-seringues et autres appareils connectés via les systèmes Masimo) sur un même écran déporté
- > La visualisation intégrée des données en temps réel réduit la surcharge cognitive et favorise le partage des informations entre plusieurs cliniciens, leur permettant d'évaluer les tendances et de coordonner les soins
- > Des témoins d'alarme visuels, relayés par les appareils connectés, aident les équipes soignantes à détecter une détresse du patient et à apporter une réponse clinique adaptée
- > Des configurations d'affichage personnalisées pour chaque cas d'utilisation optimisent la présentation des paramètres avancés et intégrés, des tendances et des courbes dans les unités de soins intensifs
- > La disposition de l'affichage adaptable se reconfigure automatiquement en fonction des appareils connectés

Configurations d'affichage personnalisées


Des configurations d'écran personnalisées pour chaque cas d'utilisation permettent aux cliniciens de visualiser les données les plus pertinentes selon l'équipe médicale

Vue d'ensemble



La disposition adaptable se reconfigure automatiquement en fonction des appareils connectés pour optimiser la visualisation des données, y compris les courbes et les alarmes, pour une vue d'ensemble de l'état du patient

Configuration hémodynamique



Affichage des tendances du taux d'hémoglobine en non invasif (SpHb®), de l'indice de variabilité de la pleth (PVI®) et de la fréquence du pouls (FP) pour suivre l'évolution de l'état du patient

Configuration oxygénation



Affichage des courbes du ventilateur avec les tendances de l'hémoglobine (SpHb) et de la saturation en oxygène (SpO2) afin de surveiller l'état d'oxygénation du patient

Configuration sédation



Affichage des courbes EEG haute résolution, de l'indice d'état du patient (PSI) et des données de l'appareil d'anesthésie pour surveiller le niveau d'anesthésie du patient

Modalités de commande

	Référence
Mini-PC UniView	9856
Système Masimo requis	
Patient SafetyNet™*	9095
Iris Gateway™	9712

* La marque déposée SafetyNet est sous licence du consortium universitaire des systèmes de santé (University HealthSystem Consortium)

ORI™ a obtenu le marquage CE. Non commercialisé aux États-Unis.
ORI ne dispose pas de licence de vente au Canada.

Pour un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

